

PHILIPS

Telescopische buis

Origineel onderdeel

Performer Ultimate

CP0291



Telescopische buis voor Performer Ultimate

Bijpassende producten vindt u op de tabbladen met specificaties

Originele aluminium telescopische buis voor de Performer Ultimate-serie (past op modellen met een TriActive Advance-mondstuk).

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Geschikt voor

PowerPro Ultimate: FC9921, FC9922

Performer Ultimate: FC8941/09, FC8942/09, FC8921, FC8922, FC8942/09

Marathon Ultimate: FC9919

