

PHILIPS

Kaffeepulverbehälter

Rot

Philips 2000er Serie

CP0297



Kaffeepulverbehälter

Kompatible Produkte finden Sie in den technischen Daten

Dieser Kaffeepulverbehälter ist kompatibel mit der Philips 2000er Serie.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original Ersatzteilen in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war das so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Geeignet für:

PHILIPS 2000 VAPORE: HD8651/21, HD8651/27, HD8651/29

PHILIPS 2000 PURO: HD8650/21, HD8650/27, HD8650/29

