

PHILIPS

Recipiente para
posos de café

Rojo

Serie 2000 de Philips

CP0297



Recipiente para posos de café

Consulta las especificaciones para descubrir los productos compatibles

Este contenedor para café es compatible con la serie 2000 de Philips.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Se ajusta a productos de café: HD8650/09

Adecuado para:

PHILIPS 2000 VAPORE: HD8651/21,
HD8651/27, HD8651/29

PHILIPS 2000 PURO: HD8650/21,
HD8650/27, HD8650/29

