



## Kaffeepulverbehälter

- Rot
- Philips 2000er Serie

CP0297

# Kaffeepulverbehälter

Kompatible Produkte finden Sie in den technischen Daten

Dieser Kaffeepulverbehälter ist kompatibel mit der Philips 2000er Serie.

## Produktübersicht

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original Ersatzteilen in Stand.

## Besonderheiten

### Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war das so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

## Daten

*Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.*

### Geeignet für:

PHILIPS 2000  
VAPORE

HD8651/21  
HD8651/27

PHILIPS 2000 PURO

HD8651/29  
HD8650/21  
HD8650/27

# PHILIPS

HD8650/29



Ausstellungsdatum  
2019, März 23

Version: 6.0.1  
EAN: 08710103785545

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com](http://www.philips.com)