


PHILIPS

Lekbak

Zilvergrijs

Philips 2000-serie

CP0310



Lekbak

Raadpleeg de specificaties voor compatibele producten

In deze lekbak wordt het overtollige water van uw apparaat opgevangen. Eenvoudig te verwijderen en schoon te maken. Compatibel met de Philips 2000-serie.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Geschikt voor:

PHILIPS 2000 VAPORE: HD8651/31,
HD8649/51

