

PHILIPS

Bandeja de goteo

Negro

Serie 2000 de Philips

Serie 2100 de Philips

CP0311



Bandeja de goteo

Consulta las especificaciones para descubrir los productos compatibles

Esta bandeja de goteo recoge las aguas residuales del dispositivo. Es fácil de extraer y limpiar. Compatible con las series 2000 y 2100 de Philips.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Se ajusta a productos de café: HD8642/01, HD8643/01, HD8643/09, HD8644/01, HD8645/01, HD8645/09, HD8646/01, HD8650/21, HD8650/91, HD8651/19, HD8651/21, HD8652/51, HD8652/59, HD8654/59

Adecuado para:

PHILIPS 2000 VAPORE: HD8651/01, HD8651/05, HD8651/07, HD8653/01, HD8649/01

PHILIPS 2000 PURO: HD8648/01, HD8650/01, HD8650/05, HD8650/06, HD8650/07, HD8650/09

PHILIPS 2100 EASYCAPP: HD8652/51, HD8652/59, HD8652/91

