

PHILIPS

Wasserbehälter

Schwarz

Philips 2000er Serie

Philips 2100er Serie

CP0316



Wasserbehälter

Kompatible Produkte finden Sie in den technischen Daten

Dieser Wasserbehälter lässt sich leicht abnehmen und erleichtert somit das Nachfüllen und Reinigen.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original Ersatzteilen in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war das so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Geeignet für:

PHILIPS 2000 VAPORE: HD8651/01, HD8651/05, HD8651/07, HD8653/01, HD8649/01

PHILIPS 2000 PURO: HD8648/01, HD8650/01, HD8650/05, HD8650/06, HD8650/07, HD8650/09

PHILIPS 2100 EASYCAPP: HD8652/91

