

PHILIPS

Waterreservoir

Zwart

Philips 2000-serie

Philips 2100-serie

CP0316



Waterreservoir

Raadpleeg de specificaties voor compatibele producten

Dit waterreservoir is eenvoudig te verwijderen om het te vullen of schoon te maken.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Geschikt voor:

PHILIPS 2000 VAPORE: HD8651/01, HD8651/05, HD8651/07, HD8653/01, HD8649/01

PHILIPS 2000 PURO: HD8648/01, HD8650/01, HD8650/05, HD8650/06, HD8650/07, HD8650/09

PHILIPS 2100 EASYCAPP: HD8652/91

