


PHILIPS

Filter

HEPA

Elke 3 maanden vervangen

CP0333



Voor optimale filtering

Bijpassende producten vindt u op het specificatietabblad

Dit HEPA-filter vangt microscopisch klein, schadelijk ongedierte dat ademhalingsallergieën veroorzaakt. Vervang het om de 3 maanden.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Geschikt voor

EasyClean: FC8710 - FC8749

