

# PHILIPS

Armband für die  
Gesundheitsuhr

CP0430



## Armband für die Gesundheitsuhr, alle Größen

Kompatible Produkte finden Sie unter "Technische Daten"

Original-Ersatzarmband für die Philips Gesundheitsuhr. Große und kleine Größen verfügbar für eine perfekte Passform. Einfach auszutauschen. Farbe: Schwarz.

# Daten

## **Ersatzteil**

Eignet sich für Produkttyp:: DL8790/00,  
DL8790/10

