

PHILIPS

Odšťavňovací šroub

CP0489



výměna stávajícího odšťavňovacího šneku

jedná se o díl k odšťavňovači

Snadné použití náhradních dílů Philips

- Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

Přednosti

Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, avšak tato operace nebyla nikdy tak snadná jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.

Specifikace

Vyměnitelný část

Vhodné pro následující výrobky: HR1945/xx, HR1946/xx, HR1947/xx, HR1949/xx

