

PHILIPS

Vassoio antigoccia

PHILIPS 4000

Rimovibile per una semplice pulizia

Non lavabile in lavastoviglie

CP0507



Vassoio antigoccia

Verifica i prodotti compatibili sulla tabella delle specifiche

Questo vassoio antigoccia raccoglie l'acqua residua dal dispositivo. È facile da rimuovere e pulire. Compatibile con Philips 4000 (Serie EP)

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per il modello: EP4050/00, EP4051/00

