

Philips
Mand voor Airfryer



CP0632

ter vervanging van uw mand

Met de Philips Airfryer QuickClean-mand - die onder andere bestaat uit een uitneembaar rooster met antiaanbaklaag - is schoonmaken makkelijker en sneller. De verwijderbare lade met antiaanbaklaag en de mand zijn vaatwasmachinebestendig voor gemakkelijk schoonmaken.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

PHILIPS

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

- Geschikt voor productreeks: HD963x/2x

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.



Publicatiedatum
2018-01-16

Versie: 2.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com