

**PHILIPS**

**Sabot**

CP0793



## une pièce de votre OneBlade

Ce sabot est une pièce de votre OneBlade. Il vous permet de couper et de styliser votre barbe comme vous l'entendez. Ultime précision garantie, pour un résultat fidèle à vos envies !

**Pièces de rechange Philips faciles à utiliser**

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

## Points forts

### Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

## Caractéristiques

### Pièce remplaçable

Compatible avec les appareils de soin masculin: QP6505, QP6510, QP6520, QP6620

