

PHILIPS

Pettine

CP0802



Parte del tuo regolabarba

Con questo pettine, che fa parte del regolabarba, puoi tagliare e modellare la tua barba come desideri con una precisione senza precedenti per creare esattamente il look che avevi in mente.

La comodità di usare ricambi Philips

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di un controllo e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Compatibile con il kit per la cura del corpo:
BT1209, BT1210, BT1211, BT1212, BT1213,
BT1214, BT1215, BT1216, BT1218, MG3710,
MG3711, MG3720, MG3721, MG3730, MG3740,
MG3747, MG3750, MG3760, MG5720,
MG5730,
MG5740, MG5750, MG7710, MG7715, MG7720,
MG7730, MG7770, MG7785, MG7790, MG3715
Compatibile con il modello:: MG7730/13

