

# PHILIPS

Nasadka do  
przycinania

CP0802



## Część trymera do brody

Ta nasadka do przycinania stanowi część trymera do brody. Umożliwia ona przycinanie i stylizowanie brody tak, jak lubisz. Zapewnia niezrównaną precyzję, która pozwala uzyskać wymarzony wygląd.

### **Łatwość użycia części zamiennych Philips**

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

## Zalety

### **Łatwa wymiana części produktu**

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

## Dane techniczne

### **Część zamienna**

**Do golarek:** BT1209, BT1210, BT1211, BT1212, BT1213, BT1214, BT1215, BT1216, BT1218, MG3710, MG3711, MG3720, MG3721, MG3730, MG3740, MG3747, MG3750, MG3760, MG5720, MG5730, MG5740, MG5750, MG7710, MG7715, MG7720, MG7730, MG7770, MG7785, MG7790, MG3715

**Do modelu::** MG7730/13

