

PHILIPS

Nożyk

CP0818



Część trymera do brody

Ta nasadka do przycinania stanowi część trymera do brody. Umożliwia ona przycinanie i stylizowanie brody tak, jak lubisz. Zapewnia niezrównaną precyzję, która pozwala uzyskać wymarzony wygląd.

Łatwość użycia części zamiennych Philips

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Dane techniczne

Część zamienna

Do golarek: BT1209, BT1210, BT1211, BT1212, BT1214, BT1215, BT1216, BT1218, BT3206, MG3710, MG3712

