

PHILIPS

Nasadka
grzebieniowa, 3 mm

CP0821



Część trymera do brody

Ta nasadka do przycinania stanowi część trymera do brody. Umożliwia ona przycinanie i stylizowanie brody tak, jak lubisz. Zapewnia niezrównaną precyzję, która pozwala uzyskać wymarzony wygląd.

Łatwość użycia części zamiennych Philips

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Dane techniczne

Część zamienna

Do golarek: MG3747, MG5730, MG5740, MG5750, MG7710, MG7715, MG7720, MG7730, MG7770, MG7785, MG7790

Do modelu:: MG7730/13

