

PHILIPS

Nasadka do
prycinania

CP0824



Część trymera do brody

Za pomocą tej części przytniesz i wystylizujesz brodę tak, jak lubisz. Jej niezrównana precyzja pozwoli Ci uzyskać wymarzony wygląd!

Łatwość użycia części zamiennych Philips

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Dane techniczne

Część zamienna

Do golarek: QC5560, QC5562, QC5570, QC5580

