

PHILIPS

Trousse

CP0831



Une trousse pratique pour ranger votre appareil.

Cette trousse est pratique pour ranger votre appareil de manière organisée. Placez-y votre appareil et ses accessoires secs pour les protéger.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre machine avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et rien ne vaut les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Compatible avec les rasoirs de type :: RQ338, RQ350, RQ352, RQ360, RQ361, RQ370, RQ371, S1100, S1110, S1150, S1300, S1310, S1320, S1510, S1520, S1560, S1570, S3110, S3120, S3130, S3310, S3350, S3510, S3520, S3560, S3570, S3580

