

# PHILIPS

## Custodia

CP0831



## Astuccio per una pratica conservazione del tuo apparecchio.

Questo astuccio di conservazione ti consente di riporre e mantenere in ordine il tuo apparecchio in modo pratico. Per una perfetta manutenzione, conserva l'apparecchio e le parti nell'astuccio di conservazione dopo averli asciugati.

### **La comodità di usare ricambi Philips**

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

# In evidenza

## Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo, grazie ai ricambi Philips. Qualità garantita da Philips.

# Specifiche

## Parte sostituibile

Compatibile con il rasoio:: RQ338, RQ350, RQ352, RQ360, RQ361, RQ370, RQ371, S1100, S1110, S1150, S1300, S1310, S1320, S1510, S1520, S1560, S1570, S3110, S3120, S3130, S3310, S3350, S3510, S3520, S3560, S3570, S3580

