

PHILIPS

Etui

CP0831



Een etui waarin u uw apparaat eenvoudig op kunt bergen.

In dit opbergetui kunt u uw apparaat eenvoudig opbergen en houdt u alles goed bij elkaar. Berg uw apparaat en de onderdelen droog op in het opbergetui zodat u ze perfect kunt onderhouden.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor type scheerapparaat:: RQ338, RQ350, RQ352, RQ360, RQ361, RQ370, RQ371, S1100, S1110, S1150, S1300, S1310, S1320, S1510, S1520, S1560, S1570, S3110, S3120, S3130, S3310, S3350, S3510, S3520, S3560, S3570, S3580

