

PHILIPS

Recipiente per
tritare

CP0856



per sostituire la lama per tritare attualmente in uso

questo è il recipiente per il tritatutto XL. Per lavorare gli alimenti più duri come la carne, le noci e il formaggio

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo, grazie ai ricambi Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Compatibile con il kit per la cura del corpo:
HR265x/9x

