

# PHILIPS

## Trousse

CP0861



### Une trousse pratique pour ranger votre appareil.

Cette trousse est pratique pour ranger votre appareil de manière organisée. Placez-y votre appareil et ses accessoires secs pour les protéger.

#### **Pièces de rechange Philips faciles à utiliser**

- Prolongez la durée de vie de votre machine avec les pièces détachées Philips.

## Points forts

### Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et rien ne vaut les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

## Caractéristiques

### Pièce remplaçable

Compatible avec les appareils pour hommes:

BT415, QG3335, QG3337, QG3356, QG3360, QG3362, QG3364, QG3371, QG3372, QG3379, QG3380, QG3381, QG3382, QG3383, QG3385, QG3387, QG3388, QG3390, QG3391, QG3392, QG3396, QG3398, QG415

