

PHILIPS

Pokrowiec

CP0861



Etui do wygodnego przechowywania urządzenia.

Pokrowiec do przechowywania umożliwia wygodne przechowywanie i uporządkowanie urządzenia. Przechowuj urządzenie i jego części w suchym pokrowcu do przechowywania, aby zapewnić ich idealną konserwację.

Łatwość użycia części zamiennych Philips

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Dane techniczne

Część zamienna

Do golarek: BT415, QG3335, QG3337, QG3356, QG3360, QG3362, QG3364, QG3371, QG3372, QG3379, QG3380, QG3381, QG3382, QG3383, QG3385, QG3387, QG3388, QG3390, QG3391, QG3392, QG3396, QG3398, QG415

