



Spatel

CP0869

Spatel voor de essentiële babyvoedingmaker

Bijpassende producten vind je op het specificatietabblad

Deze spatel is ontworpen voor het optillen van de mand na het stomen en voor het overbrengen van het gestoomde voedsel naar de mengkan. Hij is ook ontworpen om het voedsel eenvoudig uit de kan te halen.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttype SCF862

PHILIPS