

# PHILIPS

Nasadka do  
przycinania

CP0871



## Część trymera do brody

Ta nasadka do przycinania stanowi część trymera do brody. Umożliwia ona przycinanie i stylizowanie brody tak, jak lubisz. Zapewnia niezrównaną precyzję, która pozwala uzyskać wymarzony wygląd.

### **Łatwość użycia części zamiennych Philips**

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

## Zalety

### **Łatwa wymiana części produktu**

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

## Dane techniczne

### **Część zamienna**

**Do golarek:** BT3201, BT3202, BT3203, BT3205, BT3206, BT3208, BT3210, BT3211, BT3212, BT3213, BT3215, BT3216, BT3221

