

**PHILIPS**

**Pettine**

CP0876



## Parte del tuo regolabarba

Con questo pettine, che fa parte del regolabarba, puoi tagliare e modellare la tua barba come desideri con una precisione senza precedenti per creare esattamente il look che avevi in mente.

**La comodità di usare ricambi Philips**

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

## In evidenza

### Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo, grazie ai ricambi Philips. Qualità garantita da Philips.

## Specifiche

### Parte sostituibile

Compatibile con il kit per la cura del corpo:  
MG5750, MG7710, MG7715, MG7720, MG7730,  
MG7770

