

PHILIPS

Nasadka do
przycinania

CP0880



Część trymera do brody

Ta nasadka do przycinania stanowi część trymera do brody. Umożliwia ona przycinanie i stylizowanie brody tak, jak lubisz. Zapewnia niezrównaną precyzję, która pozwala uzyskać wymarzony wygląd.

Łatwość użycia części zamiennych Philips

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Dane techniczne

Część zamienna

Do golarek: MG5750, MG7710, MG7715, MG7720, MG7730, MG7770

