

**PHILIPS**

**Funda**

CP0905



## Una funda para guardar cómodamente tu aparato.

Esta funda te permite guardar y tener bien organizado tu aparato. Podrás mantener secos el aparato y sus piezas en la funda para mantenerlos en un estado ideal.

### **Piezas de repuesto Philips fáciles de usar**

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

## Destacados

### **Piezas del producto fáciles de renovar**

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

## Especificaciones

### **Pieza reemplazable**

Se adapta a los productos de arreglo personal: BT9290, BT9295, BT9297, MG3720, MG3740, MG3747, MG5720, MG5730, MG7710, MG7715, MG7730, MG7770, MG7790

