

PHILIPS

Vassoio antigoccia

Xelsis

Rimovibile per una facile pulizia

Non lavabile in lavastoviglie

CP1142



Vassoio antigoccia

Verifica le specifiche per i prodotti compatibili

Questo vassoio antigoccia raccoglie l'acqua residua del dispositivo ed è facile da rimuovere e pulire.
Compatibile con Xelsis EVO

La comodità di usare ricambi Philips

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di un controllo e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Adatto per:

PHILIPS 2000 VAPORE: HD8651/16, HD8651/21, HD8651/27, HD8651/29

PHILIPS 2000 PURO: HD8648/01, HD8650/21, HD8650/27, HD8650/29

Serie Xelsis: HD8953/01, HD8953/09, HD8953/11, HD8953/19, HD8953/21, HD8954/01, HD8954/09

