

**PHILIPS**


**AVENT**

**Tamis**

Vert

cuiseur vapeur et mixeur

CP1220



## Tamis de rechange pour robot cuiseur-mixeur pour bébé 4 en 1

Les produits correspondants sont dans l'onglet des caractéristiques

Le tamis accueille les aliments destinés à votre bébé pendant qu'ils cuisent. Insérez-le dans le couvercle du bol avant de fixer ce dernier au bol.

# Caractéristiques

## **Pièce remplaçable**

Adapté aux types de produits: SCF885

