

PHILIPS

Skin stretcher

Epilator Series 8000

CP1499



Pour remplacer votre Skin stretcher

Le Skin stretcher tend votre peau lors de l'épilation

Accessoire innovant permettant de tendre la peau pendant le passage de la tête d'épilation : la solution préférée des femmes pour une épilation moins douloureuse.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

pour produits d'épilation: BRE700, BRE710, BRE715, BRE720, BRE735, BRE740

