

# PHILIPS

Nasadka  
grzebieniowa, 5 mm

BikiniGenie

fioletowa

CP1538



## Część trymera do okolic bikini

Wypróbuj różne długości! Nałóż nasadkę do przycinania na głowicę przycinającą i precyzyjnie przytnij włoski do długości 5 mm.

### **Łatwość użycia części zamiennych Philips**

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

## Zalety

### **Łatwa wymiana części produktu**

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

## Dane techniczne

### **Część zamienna**

do produktów do usuwania włosów: BRT383

