

# PHILIPS

## Blender

Plastique

CP6641



## Des plats maison tous les jours, facilement

Vérifiez la compatibilité dans les spécifications

Le nouveau robot de cuisine Viva 5-en-1 est muni d'un bol de 3,4 l, d'un blender de 2,2 l, d'une centrifugeuse et d'un presse-agrumes. Technologie PowerChop pour un hachage inégalé.

### Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

## Points forts

### Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

## Caractéristiques

### Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: HR7751

### Compatible avec :

SENSEO® Original: HR7751/00

