

# PHILIPS

DOOS VOOR  
SNOEROPBERGMOGELIJKHEID

Plastic

CP6650



## Op een handige manier iedere dag een verse maaltijd Controleer de specificaties voor compatibiliteit

De nieuwe 5-in-1 Viva-keukenmachine heeft een kom van 3,4 l, een blender van 2,2 l, een sapcentrifuge en citruspers. De PowerChop-technologie zorgt voor perfecte hakresultaten.

### Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

# Kenmerken

## Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

# Specificaties

## Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttype: HR7751

