

PHILIPS

MESHOUDER, METALEN
MES (GLANZEND BEIGE)

CP6663



Tallose recepten, minimale inspanning

Controleer de specificaties voor compatibiliteit

Deze compacte keukenmachine uit de Philips Daily-collectie beschikt over een kom van 2,1 liter en tal van hoogwaardige accessoires. Gezonde en lekkere thuiskost maken was nog nooit zo eenvoudig!

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttype: HR7627

