

PHILIPS

Jäteastia

Intelial Cappuccino

CP9012



Käytetyn kahvijauheen kerääminen

Tarkista yhteensopivat tuotteet teknisistä tiedoista

Tämä musta jäteastia on tarkoitettu käytetyn kahvin säilytykseen.

Helppokäyttöiset Philips-varaosat

- Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

Kohokohdat

Helposti vaihdettavat osat

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihtosilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.

Tekniset tiedot

Vaihdettava osa

Sopii malleihin:: 10003884, 10004079, 10004085

