

PHILIPS

Tube d'aspiration du
lait

SENSEO® Latte Duo

Noir

CP9015/01



Tube d'aspiration du lait

Reportez-vous à l'onglet des spécificités pour les produits compatibles

Le tube d'aspiration du lait en silicone incluant le connecteur vous permet de préparer de la mousse de lait.
Compatible avec la SENSEO® Latte Duo.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Compatible avec :

SENSEO® Latte Duo: HD7855, HD7856, HD7857

