

PHILIPS

Lekbak

SENSEO® Latte Duo

Wit

CP9024/01



Lekbak

Raadpleeg het tabblad specificaties voor compatibele producten

In deze lekbak worden koffiedruppels uit uw SENSEO® Latte Duo opgevangen. De bak is eenvoudig te verwijderen en schoon te maken.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Geschikt voor:

SENSEO® Latte Duo: HD6574, HD7855, HD7856, HD7857

