

PHILIPS

Soporte para
dispositivo de afeitado

para afeitadoras S7xxx-S9xxx

CP9059/01



Una abrazadera para sujetar los cabezales de afeitado

Vaya a la pestaña de especificaciones para comprobar el producto adecuado

El soporte del cabezal de afeitado mantiene los cabezales del dispositivo de afeitado en su lugar. ¿Has perdido el tuyo o está roto, pero el resto del dispositivo de afeitado sigue en perfecto estado? Pide un nuevo soporte aquí.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueve fácilmente sus productos con las piezas originales de Philips

Destacados

Fácil renovación de piezas de productos

De vez en cuando, es necesario renovar los productos, pero nunca fue tan fácil como con las piezas de repuesto para renovar sus productos. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Se adapta a los productos:: S9021, S9031, S9041, S9111, S9112, S9121, S9151, S9152, S9161, S9171, S9311, S9321, S9371, S9511, S9521, S9522, S9531, S9711, S9712, S9721, S9731, S9911

Apto para el tipo de producto: S7310, S7311, S7320, S7370, S7510, S7520, S7530, S7550, S7710, S8950

Apto para el tipo de producto:: S7720, S7780, S7920

