

# PHILIPS

Mesunit met  
afdichtring

CP9087



## Tallose recepten, minimale inspanning

Controleer de specificaties voor compatibiliteit

De nieuwe Viva-keukenmachine wordt geleverd met een kom van 2,1 liter, een blender van 1,75 liter, een maalmolen en een citruspers. Dankzij de accessoires en hulpstukken beschikt u over meer dan 30 functies. Met PowerChop-technologie voor perfecte hakresultaten.

### Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

## Kenmerken

### Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog

nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

## Specificaties

### Vervangbaar onderdeel

**Geschikt voor producttypen::** HR7627, HR7628, HR7629, HR7759, HR7761, HR7762, HR7763

