



Mesunit met afdichtring

CP9087

## Tallose recepten, minimale inspanning

Controleer de specificaties voor compatibiliteit

De nieuwe Viva-keukenmachine wordt geleverd met een kom van 2,1 liter, een blender van 1,75 liter, een maalmolen en een citruspers. Dankzij de accessoires en hulpstukken beschikt u over meer dan 30 functies. Met PowerChop-technologie voor perfecte hakresultaten.

### Voordelen

[Het gemak van Philips-reserveonderdelen](#)

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

### Kenmerken

[Eenvoudig vervangen van onderdelen](#)

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

**PHILIPS**

## Specificaties

*Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.*

### Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor	HR7627	HR7761
producttypen:	HR7628	HR7762
	HR7629	HR7763
	HR7759	



Wijziging van gegevens  
voorbehouden  
2019, februari 14

Versie: 1.0.2  
EAN: 08710103760368

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)