

PHILIPS

Deckel für
Küchenmaschine

CP9091



Maximale Rezept-Vielfältigkeit, minimaler Aufwand

Informationen zur Kompatibilität finden Sie in den Spezifikationen.

Die neue Viva Küchenmaschine mit PowerChop-Technologie für optimales Hacken verfügt über ein 4-in-1-Design mit Behälter (2,1 l), Mixer (1,75 l), Mahlwerk und Zitruspresse. Dank den Zubehörteilen und Aufsätzen können Sie mehr als 30 Funktionen nutzen.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original Ersatzteilen in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war das so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:: HR7761, HR7762

