

# PHILIPS

Jarra de batidora

400 ml

Azul

CP9126



Para sustituir la jarra de la batidora actual.  
Encuentre productos a juego en la pestaña de especificaciones

Para mezclar de forma fácil y cómoda con capacidad de 400 ml.

**Piezas de repuesto Philips fáciles de usar**

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

## Destacados

### **Piezas del producto fáciles de renovar**

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

## Especificaciones

### **Pieza reemplazable**

Aptos para los modelos de producto::  
HR2860/55

