

PHILIPS

Blenderbeker

400 ml

Blauw

CP9126



Ter vervanging van de huidige blenderbeker.

Bijpassende producten vind je op het specificatietabblad

Voor eenvoudig mengen met capaciteit voor 400 ml.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog

nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttypen:: HR2860/55

