


PHILIPS

Ballonklopper

geel

CP9132



ter vervanging van uw huidige mand

Bijpassende producten vind je op het specificatietabblad

voor het kloppen en mengen van uw ingrediënten

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttypen: HR7772/00, HR7772/50

