

# PHILIPS

Blenderbeker

Viva Collection

1,5 liter

glas

CP9143



## Ter vervanging van de huidige blenderbeker.

Bijpassende producten vind je op het specificatietabblad

Mix heerlijke smoothies, lekkere soepen en gezond vruchtensap.

### **Het gemak van Philips-reserveonderdelen**

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

## Kenmerken

### Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog

nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

## Specificaties

### Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttypen:: HR2170/40, HR2170/50

