

PHILIPS

Koppelunit voor de
garde

Viva Collection

Staal

CP9148



ter vervanging van de huidige koppelunit voor de garde

Bijpassende producten vind je op het specificatietabblad

voor het verbinden van de garde met het apparaat

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog

nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttypen:: HR1610/00, HR1610/01, HR1611/00, HR1611/01, HR1613/01, HR1613/03, HR1614/00, HR1614/01, HR1614/90, HR1615/00, HR1615/01, HR1615/90, HR1615/91, HR1616/00, HR1617/00, HR1617/01, HR1617/03

