

# PHILIPS

Couvercle pour  
centrifugeuse

Pure Essentials  
Collection

1,25 l

CP9153



## Pour remplacer votre verseuse

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Ce pichet est compatible avec votre centrifugeuse. Il recueille le jus avant que vous ne le versiez.

### Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

## Points forts

### Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

## Caractéristiques

### Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: HR1858/00  
Adaptée aux types de produits :: HR1858/55

